

www.chinasyringe.com

# Auto-disable Syringe (ZH-B)

## 拉断式自毁注射器

自毁型

一次性使用注射器

专利产品

CE 0123 专利产品



# Auto-disable Syringe (ZH-B)

## 拉断式自毁注射器

自毁型  
一次性使用注射器

专利产品

### ● 主要特点

- ❶ 激发自毁特性：在注射时，不需要增加其他动作，注射完成，即注射器自毁，激发过程中无明显阻力，注液无需加大力气
- ❷ 使用前，芯杆上的弹性挡条能够很好的防止误激发
- ❸ 使用操作习惯与普通注射器一致，不需要增加多余动作，无需改变使用者的操作习惯
- ❹ 连体针，无特别的死角，药液残留量低于普通注射器；使用完毕后，注射针和注射器都无法再次使用，更加安全。

### ● 操作步骤



1 抽药前请勿前推芯杆造成误激发



2 注射完成时针筒随之嵌入针头连为一体，完成自毁



3 拉出即断，针筒针头皆无法二次使用



规格	针号	价格
2ml		
3ml		
5ml		
10ml		

(可根据客户要求定制)



无锡市宇寿医疗器械股份有限公司

WuXi Yushou Medical Appliances Co.,Ltd.

地址：中国江苏省无锡市东北塘锡港路215号

网址：www.chinasyringe.com 电子邮件：yushou@chinasyringe.com

电话：+86-510-83777555 传真：+86-510-83772037